


Nuevo Diseño, El Mismo Gran Valor



FireLite Horno para Porcelana

- **NUEVO** Diseño de la Tarjeta de Control Integrada
- **50 Programas de Cocción** personalizables para cualquier tipo de porcelana
- **2-Puntos de Calibración de Fábrica** que garantizan la precisión de la cocción para las porcelanas de baja y de alta fusión
- **Función de Enfriamiento Rápido** que utiliza el aire de la mufla alimentada a través del vacío para reducir el tiempo del ciclo
- **El Accesorio de la Bandeja de Enfriamiento** es grande y elevado lo cual facilita la colocación del trabajo y el enfriamiento rápido de restauraciones recién cocinadas
- **Horno de una Etapa** que cristaliza E-max con un programa de cristalización estándar. La velocidad de cristalización requiere un horno de Dos Etapas como el Pro200
- **Sonido Personalizable** para diferenciar entre múltiples hornos

Item #91057 100 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Item #91050 115 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Item #91055 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz



Whip Mix Corporation
www.whipmix.com

361 Farmington Avenue
Louisville, KY 40209

800.626.5651
502.637.1451
Fax 502.634.7169

Conéctese Con Nosotros!

